

Aktualizacja Firmware Rigel Multi-Flo

Wymagane elementy:

Poniżej wymienione elementy są niezbędne do wykonania aktualizacji:

- ✓ Pusty nośnik pamięci USB (*Pendrive*)
- ✓ Plik aktualizacji do pobrania ze strony www.samso.com.pl zakładka 'Wsparcie'. Plik po pobraniu należy rozpakować na swoim komputerze.

Procedura aktualizacji Rigel Multi-Flo.

1. Skopiuj plik aktualizacji na pusty nośnik pendrive.

Uwaga! Nośnik pamięci nie powinien zawierać żadnych innych plików poza plikiem aktualizacji Multi-Flo.

2. Trzymaj wciśnięty przycisk **F1** (*pierwszy od lewej, szary przycisk poniżej wyświetlacza*) jednocześnie włączając analizator Multi-Flo. Utrzymuj przycisk wciśnięty przez około 15 sekund.
3. Tester uruchomi się w trybie aktualizacji. Wciśnij przycisk **F2** (*drugi od lewej, szary przycisk poniżej wyświetlacza*) by przejść do procesu aktualizacji firmware.
4. Włóż nośnik pamięci zawierający plik aktualizacji do gniazda USB Multi-Flo.
5. Wciśnij przycisk **F1**. Rozpocznie się aktualizacja firmware. Czas trwania aktualizacji zależy od ilości zainstalowanych kanałów.
6. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się informacja **'Update complete, restart the system or press F1 to return to the main screen'**.
7. Wyłącz Rigel Multi-Flo i odłącz nośnik pamięci.
8. Uruchom Multi-Flo w normalnym trybie.

Uwaga! Niezależnie od ilości zainstalowanych kanałów do aktualizacji służy tylko jeden plik.

*Uwaga! Jeśli kanałów jest mniej niż 4 to na koniec procesu aktualizacji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie aktualizacji **'failed to update Pic[x]'** tyle razy ile jest niezainstalowanych kanałów. Komunikat ten należy zignorować.*

--- Koniec dokumentu ---