

Aktualizacja Firmware Rigel Uni-Therm

WAŻNE INFORMACJE!!! Przeczytaj przed rozpoczęciem aktualizacji.

Przed aktualizacją sprawdź jaką wersję firmware aktualnie posiadasz bo od tego zależy możliwość jego aktualizacji. I tak, jeśli Twój aktualny firmware to:

6.xx – musisz zwrócić analizator do autoryzowanego serwisu. Po aktualizacji tester wymaga dodatkowej kalibracji. Nie wykonuj aktualizacji samodzielnie.

8.xx – możesz wykonać aktualizację samodzielnie według opisu poniżej.

Wymagane elementy:

Poniżej wymienione elementy są niezbędne do wykonania aktualizacji:

- ✓ Pusty nośnik pamięci USB (Pendrive)
- ✓ Plik aktualizacji do pobrania ze strony www.samso.com.pl zakładka 'Wsparcie'. Plik po pobraniu należy rozpakować na swoim komputerze.

Procedura aktualizacji Rigel Uni-Therm.

1. Skopiuj plik/pliki aktualizacji na pusty nośnik pendrive.

Uwaga! Nośnik pamięci nie powinien zawierać żadnych innych plików poza plikiem/plikami aktualizacji Uni-Therm.

2. Trzymaj wciśnięty przycisk **F1** (pierwszy od lewej, szary przycisk poniżej wyświetlacza) jednocześnie włączając analizator Uni-Therm. Utrzymuj przycisk wciśnięty przez około 15 sekund.

3. Tester uruchomi się w trybie aktualizacji. Wciśnij przycisk **F2** (drugi od lewej, szary przycisk poniżej wyświetlacza) by przejść do procesu aktualizacji firmware.

4. Włóż pendrive zawierający plik/pliki aktualizacji do gniazda USB Uni-Therm.

5. Wciśnij przycisk **F1**. Rozpocznie się aktualizacja firmware.

6. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się informacja **'Update complete, restart the system or press F1 to return to the main screen'**.

7. Wyłącz Rigel Uni-Therm i odłącz nośnik pamięci.

8. Uruchom analizator w normalnym trybie.

--- Koniec dokumentu ---